

【組成】
本品は、RO、蒸留後中空糸膜でろ過し、イオン交換樹脂を通して、
精製処理した水です。

【性状】
無色透明の液で、におい及び味はありません。

【効能・効果/用法・用量】
溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。
医療機器の洗浄に用いる。

【その他の用途】
溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に用いる。
(コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。)

【使用上の注意】
1. 注射剤の調製には用いないこと。
2. 液を取り出したあとは直ちに密栓し、
開口状態で長く放置しないこと。
3. 一度取り出した液を元の容器に戻さないこと。
4. 開封後はなるべく速やかに使用すること。
5. 容器の先が、人指等に触れると、雑菌等により液の汚染又は
混濁を生じることがあるので注意すること。
6. におい、混濁、沈澱が生じたものは使用しないこと。
7. ソフトコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調製に本品を用いた
場合は、装着前に必ずソフトコンタクトレンズを煮沸消毒すること。

【保管上の注意】
1. 直射日光を避けること。
2. 密栓して、なるべく冷所に保管すること。
3. 他の容器に移し替えないこと。

製造販売元

高杉製薬株式会社

福岡県糟屋郡粕屋町仲原2617

TEL 092-621-1231(代表)

www.takasugi-seiyaku.co.jp

水濡注意
横積厳禁



TAKASUGI



SEIYAKU

日本薬局方

精製水

Purified Water

20L

2009年6月改訂

日本標準商品分類番号	877131
薬価基準収載	1964年2月
販売開始	1964年2月
許可番号	40A2X00020

水濡注意
横積厳禁



高杉製薬株式会社

www.takasugi-seiyaku.co.jp