

処方箋医薬品^{注1)}
電解質輸液剤

※※ **ユエキンキープ[®]3号輸液**
(維持液)

貯 法：室温保存
使用期限：外箱、容器に表示の使用期限内に使用すること。
注 意：取扱い上の注意の項参照
注1)注意－医師等の処方箋により使用すること

ユエキンキープ3号輸液	承認番号	薬価収載	販売開始
200mL袋 ^{注2)}	30100AMX00297	2020年6月	2003年11月
500mL袋 ^{注2)}			
再評価結果	1978年3月		

注2) 袋：ソフトバッグ(プラスチック製)

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

1. 乳酸血症の患者
[乳酸血症を増悪するおそれがある。]
2. 高カリウム血症、乏尿、アジソン病、重症熱傷、高窒素血症のある患者
[高カリウム血症を増悪する、又は起こすおそれがある。]

※【組成・性状】

1. 組 成

本剤は1袋(200mL又は500mL)中に下記の成分を含有する。

容 量	200mL	500mL
塩化ナトリウム(NaCl)	0.18g	0.45g
塩化カリウム(KCl)	0.298g	0.745g
乳酸ナトリウム(C ₃ H ₅ NaO ₃)	0.448g	1.12g
精製ブドウ糖	8.6g	21.5g

添加物として塩酸(pH調整剤)を含有する。

電解質濃度(mEq/L)				熱量 (kcal/L)
Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	Lactate ⁻	
35	20	35	20	172

2. 製剤の性状

本剤は無色～微黄色澄明の液である。

pH	5.0～7.0
浸透圧比	約1(生理食塩液に対する比)

【効能・効果】

経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持

【用法・用量】

通常成人、1回500～1000mLを点滴静注する。投与速度は通常成人1時間あたり300～500mL、小児の場合、1時間あたり50～100mLとする。

なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 1) 高カリウム血症を伴わない腎不全のある患者
[水・電解質異常を起こす、又は増悪するおそれがある。]
- 2) 心不全のある患者
[水及びナトリウムの負荷により心不全が増悪するおそれがある。]

- 3) 重篤な肝障害のある患者
[水・電解質異常、血中乳酸値の上昇を起こす、又は増悪するおそれがある。]
- 4) 閉塞性尿路疾患により尿量が減少している患者
[水・電解質異常を起こす、又は増悪するおそれがある。]
- 5) 糖尿病の患者
[血糖値の上昇、水・電解質異常を起こす、又は増悪するおそれがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻 度 不 明
大量・急速投与	脳浮腫、肺水腫、末梢の浮腫、 水中毒、高カリウム血症

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、減量するなど注意すること。

4. 適用上の注意

1) 投与前

- ① 静脈内投与に際しては、感染に対する配慮をすること(患者の皮膚や器具の消毒)。
- ② 寒冷期には体温程度に温めて使用すること。
- ③ 開封後は直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。

2) 投与時

本剤を投与する場合は患者の尿量が1日500mL又は1時間あたり20mL以上あることが望ましい。

【取扱い上の注意】

1. 輸液セットの瓶針又は混注の際の注射針は、ゴム栓の刺針部(凹部)に垂直に刺すこと。斜めに刺すと排出口側壁を刺通し、液漏れの原因となることがある。また、同一箇所を繰り返して刺さないこと。
2. 内容液に着色又は混濁等の異常が認められる場合は、使用しないこと。
3. 容器の目盛りはおよその目安として使用すること。
4. 連結管による混合投与の場合は、Y字管連結にして使用すること(U字管連結はしないこと)。
5. 包装内に水滴が認められる場合には使用しないこと。
6. 排出口をシールしているフィルムがはがれている場合は使用しないこと。
7. 通気針は不要である。

※※8. 安定性試験

本剤を用いた加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、ユエキンキープ3号輸液は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された¹⁾。

【包装】

200mL×20袋(ソフトバッグ)

500mL×20袋(ソフトバッグ)

(ソフトバッグはポリエチレン製容器である。)

【主要文献及び文献請求先】

〈主要文献〉

1) 光製薬社内資料(安定性試験)

〈文献請求先〉

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

光製薬株式会社 医薬情報部

〒111-0024 東京都台東区今戸2丁目11番15号

TEL 03-3874-9351 FAX 03-3871-2419

製造販売元



光製薬株式会社

東京都台東区今戸2丁目11番15号